

MR. FROSTY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçinde süngerli isopropanol eklenen haznesi bulunmalıdır
2. 2 ml'lik Kriyoviyal tüplerin girebileceği tüp hazneleri olmalıdır
3. Hücreleri kademeli olarak dondurma işlevini sağlayacak materyalden yapılmış olmalıdır
4. Mr Frosty adı ile de bilinen bir hücre dondurma aparatıdır.
5. Ürün ile Birlikte 2 ml Dik durabilen 2000 adet steril cryo vial verilmelidir.