

DAB Plus Chromogen & Substrate System 125

1. İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Bu ürün, DAB kromojen ve DAB substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.
3. Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.
4. Standart çalışma solüsyonu her 1ml DAB substratı için 1-2 damla DAB kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.
5. 125 ml Substrat ve 7ml Kromojen şeklinde bulunmalıdır.
6. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
7. Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.
8. Barkod numarası ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.
9. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.

UltraVision Detection System Anti-Polyvalent HRP Kit 125 ml Kullanıma Hazır HRP Üniversal Kit (125 mL)

1. Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda HRP yöntemiyle immünhistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Polyvalent özellikte olup fare ve tavşandan türetilmiş primer antikoları tanımalıdır.
3. Bu kit içinde, eşit hacimlerde Biotinylated Goat Anti Polyvalent, Streptavidin Peroxidase ve Protein Blocking solüsyonu bulunmalıdır.
4. Tüm solüsyonlar en fazla 125 ml'lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.
5. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
6. Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.